



Satulatuoli sai keinuvan istuimen

Suomalainen Salli Systems on kehittänyt uuden, keinuvalla istuimella varustetun satulatuolin. Keinumekanismi mahdollistaa satulatuolin istuimen kallistumisen lantion mukana eri suuntiin ilman erillistä säätövipua.

Istuimen hallittu keinuminen mahdollistaa entistä aktiivisemmän istumisen, jolla on erilaisia terveysvaikutuksia. Keinunta elävöittää välilevyjä, aktivoi lihaksia ja tehostaa alaselän mikroverenkiertoa aktivoiden samalla koko kehoa. Tuolin käytöllä on myös lantionpohjan lihaksia kuntouttava vaikutus.

Lantiota myötäilevä istuin on miellyttävä myös kurotuksissa. Keinumekanismiin ansiosta lantiolla voi tehdä istuttaessa pieniä voimisteluliikkeitä, mikä parantaa alaselän liikkuvuutta, verenkiertoa ja aineenvaihduntaa.

Salli-tuolit ovat kotimaisia avainlipputuotteita. Ne valmistetaan Rautalammilla Pohjois-Savossa. Vuonna 1990 perustetun Easydoing Oy/Salli Systemsin tuotteita viedään yli 30 maahan eri puolille maailmaa.

Lisätietoja: www.salli.com



Kipukynä kertoo parhaan stimulointipaikan

Kehittyneet menetelmät ja apuvälineet tekevät kivunhoidosta fysioterapiassa yhä täsmällisempää. Saga Spatechin maahantuoma

Stimplus Pro -terapiakynä on paristokäyttöinen stimulaattori, jonka avulla voidaan hoitaa vaikeita kroonisia kiputiloja sekä akuutteja posttraumaattisia ja postoperatiivisia kipuja.

Tens- ja akupistekynän elektroterapeuttista impulssia käytetään suoraan sen kipupisteen tai pinnallisen hermon päällä, jolla on yhteys kipualueeseen. Terapiakynä löytää ja ilmaisee äänen korkeudella ja valoindikaattorilla akupisteen parhaan stimulointipaikan.

Toinen uutuustuote, PainGone -kipukynä, toimii kuten Tens-hoitomuoto. Impulssi tuotetaan kiteellä ja kipukynä toimii ilman paristoja. Käyttöikä noin 100.000 painallusta.

Lisätietoja: <http://www.saga.fi/spatech/html/uutuudet.html>

FYSI-päivien näyttelyyn tutustujat saivat Saga Spatechin osastolla kokeilla uutta kipukynää. Esittelemässä tuotepäällikkö Jens Gröbl.

